



Aspiratori per impianto centralizzato

MOD. AC1 - COD: 01009000

Aspiratore chirurgico con vaso di raccolta da lt. 2 con regolatore di vuoto 0-1000 mbar, valvola di sicurezza e ampolla porta-sonda

MOD. AC2 - COD: 01010000

Aspiratore chirurgico a due vasi di raccolta da lt. 2 con regolatore di vuoto 0-1000 mbar, valvola di sicurezza su ogni vaso, ampolla porta-sonda, e valvola a corsoio per commutazione vasi

Costruiti secondo le norme CEI EN 10079-3

ACCESSORI OPZIONALI

Vaso in makrolon da 4 lt. con coperchio a pressione **COD: 11001002**