

COD. 00205.00S



Manipolo monopolare con controllo a pulsanti (colorati) – Sterilizzazione autoclavabile a 134°C – Cicli di sterilizzazione 100



COD. 00206.00S

Manipolo monopolare con controllo a pedale – Sterilizzazione autoclavabile a 134°C – Cicli di sterilizzazione 100




Art. F4243 – Manipolo riutilizzabile con pulsanti completo di elettrodo a lama rimovibile, con attacco Valleylab – Lungh. Cavo 300 cm

Art. F4814 – Manipolo pluriuso monopolare – connettore 4 mm maschio – attacco a banana 4 mm
Lungh. Cavo 3 mt.



Art. 00411.00 – Cavo bipolare EUR (3 mt)



Art. 00404.08 – Cavo collegamento elettrodo neutro tipo monouso

Art. 00304.00 – Pedale singolo a tenuta stagna con cavo lungo 2 mt.



Art. 00401.03 – Placca neutra autoclavabile con cavo lungo 3 mt.
Dimensioni: 240 x 160 mm

Art. 00401.02 – Placca neutra autoclavabile con cavo lungo 3 mt.
Dimensioni: 120 x 160 mm