



Riunito anestesia per «Grossi Animali» con respiratore volumetrico integrato

Accessori Opzionali:

Cod. [03002251](#) Pallone anestesia da lt. 15
Cod. [03002252](#) Pallone anestesia da lt. 30
Cod. [03011005](#) Vaporizzatore Serie 3
Cod. [02004006](#) Compressore mod. 50/15
Prime M con essicatore
Cod. [02004005](#) Compressore mod. 50/15
Prime S senza essicatore

Configurazione standard:

- Scatola flussometrica a due gas O₂-Aria
- Deviatore manuale/automatico
- By-pass
- Riduttore di pressione O₂
- Circuito paziente per ventilazione d'alti volumi con minima resistenza e raccordo ad «Y» universale
- Circuito rotatorio per grossi animali con valvola deviatrice
- Ampia cassettera porta accessori
- Ripiano di lavoro
- Supporto bombole
- Inalazione anestetica in sistema chiuso o semichiuso