



**COD. 01002000**

### ***Aspiratore Chirurgico modello CH2***

#### ***Accessori Opzionali***

- Vaso in makrolon da lt. 4 completo di coperchio  
**COD. 11001002**
- Sacca monouso Monovac da lt. 2 per raccolta liquidi  
**COD. 03024008**

#### ***Caratteristiche***

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Unità mobile su quattro ruote antistatiche
- Funzionante in modo continuo o tramite comando pneumatico a pedale
- Doppia valvola di sicurezza su ogni linea di aspirazione (una nel vaso di raccolta, una nell'aspiratore)
- Vuotometro per il controllo del grado di vuoto (fondo scala -76 cmHg – 0,1Bar)
- Precisa regolazione del grado di vuoto
- Due vasi in makrolon totalmente autoclavabili da lt. 2
- Portata pompa: fino a 120 lt/min.
- Grado di vuoto: max -65 cmHg
- Alimentazione: 220V/240V – 50Hz
- Gruppo compressore a secco con pistone esente da manutenzione
- Costruito secondo le norme EN 60601-1-2 e EN 10079/1
- Garanzia 12 mesi

**Attenzione:** da non utilizzarsi in chirurgia TORACICA