



**COD. 02006007**

***Camera Induzione Anestesia***  
***Adatta per induzione anestetica, aerosolterapia e ossigenoterapia***

## **Caratteristiche principali**

- Struttura in polimetacrilato trasparente ad alta resistenza agli urti
- Maniglia in metallo
- Completa di tappetino, gorgogliatore e miscelatore O<sub>2</sub>/ARIA per ossigenoterapia
- Dimensioni: 500 x 400 x 430 mm

### **Parti di ricambio**

Cod. 02006008 Gorgogliatore

Cod. 02006009 Miscelatore O<sub>2</sub>/ARIA per ossigenoterapia

Cod. 02006010 Tappetino

Gorgogliatore per ossigenoterapia

Miscelatore O<sub>2</sub>/ARIA per  
ossigenoterapia

