



COD. 03006011

Circuito Assorbitore di CO₂ riutilizzabile

Un semplice circuito adatto a pazienti di peso pari o superiore a 10 Kg

Il circuito si posiziona direttamente all'uscita della macchina per anestesia (BS22mm)

Caratteristiche principali:

- ✓ Compatibile con la risonanza magnetica
- ✓ Canestro ricaricabile
- ✓ Contiene 400 g. di calce sodata
- ✓ Adatto alla maggior parte delle macchine per anestesia con connettore British Standard 22 mm
- ✓ Pallone anestesia e tubi paziente facilmente sostituibili
- ✓ Set tubi paziente da 1,2 m
- ✓ Raccordo ad «Y» e Pallone da lt. 3
- ✓ Gamma pazienti da 10 a 40 Kg.