



COD. 03030007

Riunito Grossi Animali modello Mini

Accessori Opzionali

Cod. 03002251 Pallone in gomma nera da lt. 15
Cod. 03002252 Pallone in gomma nera da lt. 30
Cod. 03020015 Evaporatore serie 3

Configurazione standard

- Cassetta flussometrica ad un gas O₂
- By-pass
- Riduttore di O₂
- Circuito paziente per ventilazione di alti volumi con minima resistenza
- Circuito rotatorio per grossi animali
- Ripiano di lavoro inox

Adatto ad anestesia in sistema chiuso e semi-chiuso in ventilazione spontanea.

Di piccole dimensioni per un facile trasporto in vettura e con separazione della parte superiore per ridurre ulteriormente le dimensioni.