


Scatole Flussometriche

MODELLO VA1 (COD. 03011097)

Scatola flussometrica a un tubo per l'erogazione di O₂

Dimensione: 5,2l x 28h x 3,5p cm

Scala flussometro: O₂: 0 ÷ 10 l/min




MODELLO VA 2 (COD. 03011098)

Scatola flussometrica a due tubi, uno per l'erogazione di O₂ e N₂O

Dimensioni : 6,8l x 29h x 3,8p cm

Scala flussometri: O₂: 0 ÷ 10 l/min

N₂O: 0 ÷ 12 l/min



MODELLO VA 2 (COD. 03011099)

Scatola flussometrica a due tubi, uno per l'erogazione di O₂ e ARIA

Dimensioni : 6,8l x 29h x 3,8p cm

Scala flussometri: O₂: 0 ÷ 10 l/min

ARIA: 0 ÷ 15 l/min

