

Circuiti rotatori con assorbitore di CO₂

COD. 03006007

Circuito chiuso assorbitore di CO₂ con bivalvola, valvola di sovrappressione e presa per evacuazione gas esausti.

Manometro controllo pressione alveolare.

Adatto per pazienti superiori a 150 Kg.

Volume: 10.4 lt. Circa – Capacità: 7 Kg circa calce sodata.

Palloni per anestesia in gomma nera (opzionali)



COD. 0300607/VD



Idem c.s. con valvola deviatrice a sfera per funzionamento manuale/automatico su ventilatore volumetrico

Palloni per anestesia in gomma nera (opzionali)

COD. 03002251 da lt. 15 – **COD. 03002252** da lt. 30