

COD. 03006006

Circuito chiuso assorbitore di CO² con bivalvola, valvola di sovrappressione e presa per evacuazione gas esausti.

Manometro controllo pressione alveolare

Adatto per pazienti da 10 a 150 Kg.

Volume: 3,5 lt. circa

Capacità: 2 Kg. Circa calce sodata



COD. 03006005

Circuito chiuso assorbitore di CO² con bivalvola, valvola di sovrappressione, manometro controllo pressione alveolare e presa per evacuazione gas esausti. Adatto a pazienti da 1 a 15 kg.

Volume: 0,75 lt. circa – Capacità: 0,6 kg. Circa di calce sodata.

