



Concentratore di ossigeno con presa aria
COD. 11012000A

E' sufficiente una normale presa di corrente (220V - 50Hz) per alimentare il concentratore e ottenere:
ossigeno medicale con un flusso massimo di 5 lt/min. per ogni flussimetro,
più aria medicale con flusso massimo di 10 lt/min.
(solo per codice 11012000A)

Rumore: ≤ 48 dB

Dimensioni: 495 (L) x 475 (P) x 730 (H) mm - Peso: 32 kg.



Concentratore di ossigeno senza presa aria
COD. 11012000