



COD. 12021000 SURTRON 120
COD. 12022000 SURTRON 160

Elettrobisturi Monopolare e Bipolare mod. Surtron 120 e Sutron 160

SURTRON è un elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto ad interventi di piccola e media chirurgia monopolare.

SURTRON, attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, taglio-coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicura l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.

SURTRON permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate.

E' continuamente monitorizzato il collegamento dell'elettrodo neutro e, se utilizzato un elettrodo neutro bipartito, il contatto elettrodo neutro/paziente.

La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta – elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

Sicurezza: EN60601-1 - EN60601-1-2 - EN60601-2-2











Classificazione Elettrica: I CF – DDM 93/42/CE – Classe IIb

	SURTRON 120	SURTON 160
Potenza max taglio CUT	120W-250Ω	160W-250Ω
Potenza max taglio-coagulato BLEND	90W-200Ω	120W-200Ω
Potenza max coagulazione FORCED COAG	80W-150Ω	100W-150Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG	60W-100Ω	80W-100Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR	40W-100Ω	60W-100Ω
Frequenza di lavoro	600 kHz	600 kHz
Elettrodo neutro	F	F
Alimentazione selezionabile	115-230Vac	115-230Vac
Frequenza di rete	50-60 Hz	50-60 Hz
Potenza max assorbita	300VA	350 VA
Dimensioni L x A x P mm	254x104x288	254x104x288
Peso	5 Kg	5 Kg
ACCESSORI IN DOTAZIONE		
Manipolo sterilizzabile con pulsanti		F4243
Kit elettrodi assortiti (10 pz)		00500.00
Cavo per elettrodo neutro		00404.08
Elettrodo neutro in acciaio		5365
Pedale singolo non stagno		00300.00
Cavo alimentazione 2 mt		00100.03



Accessori in dotazione

ACCESSORI OPZIONALI SURTON 120 e SUTRON 160

Cod. 00498.00	Adattatore per funzionamento bipolare	
Cod. 00411.00	Cavo bipolare EUR 3 mt	
Cod. 31011005	Pinza bipolare 11,5 cm TIP0,5mm	
Cod. 31011205	Pinza bipolare curva 11,5 cm TIP0,5mm	
Cod. 31014010	Pinza bipolare 20 cm TIP 1 mm	
Cod. 31014020	Pinza bipolare 20 cm TIP 2 mm	
Cod. 31014210	Pinza bipolare curva mm 20cm TIP 1 mm	
Cod. 31014220	Pinza bipolare curva 20cmTIP 2 mm	
Cod. 31018010	Pinza bipolare angolata 20cm TIP 1mm	
Cod. 31018020	Pinza bipolare angolata 20cm TIP 2mm	
Cod. 31018210	Pinza bipolare angolata Curva 20 cm TIP 1mm	
Cod. 31018510	Pinza bipolare angolata curva 20cm TIP 1mm	

Dati, descrizioni, dimensioni, pesi e illustrazioni sono puramente indicativi. Il produttore si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.