



### ***Flussimetro tipo Rs - COD. 03011013***

I flussometri della serie Rs sono misuratori istantanei di portata a pressione compensata particolarmente adatti per l'impiego in ambito medico (il mod. Rs può essere realizzato a richiesta anche in esecuzione non compensata). Corredati di rubinetto a spillo di regolazione del flusso, hanno il corpo in ottone cromato, mentre il gruppo di misura è realizzato in policarbonato rendendoli quindi particolarmente idonei per gli impieghi più gravosi. Possono essere realizzati sia in esecuzione singola che in soluzione a due misuratori per consentire una doppia e indipendente erogazione utilizzando un' unica fonte di alimentazione. I flussometri della serie Rs sono disponibili inoltre con svariate soluzioni di portate, di gas medicali e di pressioni di taratura, oltre che in diverse esecuzioni di connessioni filettate, sia di alimentazione che di uscita, offrendo quindi una innumerevole varietà di combinazioni.