

**COD. 12013000**



## ***Monitor modello PM 5000-V***

Schermo da 12,1 pollici di grandi dimensioni, anti-abbagliamento con inclinazione di 4°

Un' ampio indicatore di allarmi lo rende più sicuro

All'accensione LOGO dal design unico «Solo per uso veterinario»

Varietà di accessori per veterinari di diverse misure

Ampiamente usato negli ospedali per animali, nelle cliniche veterinarie ecc.

Ampia gamma di impulsi da 20 a 350 per le massime applicazioni

Selezionabile modalità ECG a 3 o 5 derivazioni

I tre bracciali NIBP inclusi si adattano a una varietà di pazienti

Gli allarmi visivi/acustici a 3 livelli e gli eventi di allarme possono essere memorizzati e rivisti


Supporta interfacce slot: USB, VGA, rete, Wi-fi

**Configurazione standard:** ECG/RESP/SpO<sub>2</sub>/NIBP/TEMP/Stampante/Batteria al litio

**Configurazione opzionale:** EtCO<sub>2</sub>/ Dual IBP / Seconda batteria/ IPMS8000 Sistema di gestione del paziente intelligente



Lo schermo a grandi caratteri è facile da leggere durante l'intervento; Possibilità di doppia batteria per realizzare operazioni continue a lungo termine; ECG appositamente progettato per veterinari con capacità anti-inceppamento; Si possono stampare le forme d'onda a 3 canali contemporaneamente



Uso clinico