

**COD. 11GA3000**



### ***Ventilatore automatico volumetrico per «Grossi Animali»***

#### **Caratteristiche principali:**

- Manometro per il monitoraggio della pressione nella campana
- Regolazione allarme acustico per pressione respiratoria massima (10 ~80 cm H<sub>2</sub>O)
- Manopola di regolazione della frequenza atti respiratori (3 ~ 30 atti/min.)
- Manopola per la regolazione della pressione nella campana
- Tasto di inibizione allarme per circa 10 sec.
- Regolazione allarme acustico per pressione respiratoria minima (-5 ~50 cm H<sub>2</sub>O)
- Regolazione rapporto inspirato/espirsto (I:E 1:4 - 1:3 - 1:2 - 1:1,5 - 1:1 - 1,5:1 - 2:1)
- Alimentazione 230V
- Funzionamento ad aria compressa 3,5 -4 Bar
- **Vedi Compressori (accessori opzionali)**