

Tavoli da visita in acciaio inox

Tavolo da visita interamente in acciaio inox AISI 304 satinato, piedini regolabili, piano convergente per raccolta liquidi, asta porta flebo regolabile ed estraibile.

Dotato di ganci laterali per l'immobilizzazione del paziente e vasca raccolta liquidi estraibile.

Dimensioni standard (cm): 120L x 65P x 90H

A richiesta del cliente vengono effettuare variazioni della struttura.

COD. 06001001

Versione con piedini

COD. 06001002

Stesse caratteristiche del precedente ma su quattro ruote antistatiche con freno. Utile per uso barella



COD. 06001000



Particolare prolunga a ribalta

Stesse caratteristiche del precedente modello dotato di prolunga a ribalta completamente ripiegabile per ridurre l'ingombro nella sala visita.

Dimensioni standard (cm): 110L x 55P x 90H

Più prolunga a ribalta: 40 cm.

(Altre dimensioni su richiesta)