



Termo-bed «SOLE»

CARATTERISTICHE

Misure in mm (l x h x p): 200 x 170 x 190

Peso: 3 Kg

Lunghezza tubo: 1,5 mt.

Attacchi: collegamento veloce

SISTEMA DI CONTROLLO

Tipo: basato su termostato digitale

Precisione: $\pm 1,0^{\circ}$ C

SISTEMA DI RISCALDAMENTO

Gamma di temperatura: $25 \div 42^{\circ}$ C

Resistenza: 100 W

CIRCUITO ELETTRICO

Voltaggio: 230 V 50 Hz

Corrente: 1,2 mA

Fusibili: 2 x 3,15T (5x20)

Cavo alimentazione: 2,5 mt., spina shuko

SISTEMA DI CIRCOLAZIONE

Capacità riserva: 800cc

Fluido di riserva: acqua distillate min. 500cc

Flusso: 5 l/min

ACCESSORI:

Tappetino misura 50 x 73 cm

COD.11014016

