



Unità Terminali per Gas Medicali

Prese gas-specifiche di tipo UNI (rif. Norma UNI 9507) o AFNOR (rif. Norma NF S 90-116), conformi alle norme UNI EN 739:2003, UNI EN 737-1:1999 e UNI EN 737-4:1999

Cassette murali da incasso a filo parete con predisposizione per le connessioni gas-specifiche e pannello di attacco delle prese medicali.

Le tipologie di cassette, ad una o più prese, sono disponibili per Ossigeno, Protossido d'Azoto, Aria Compressa, Vuoto, Evacuazione.

Le cassette fornite possono essere sia di tipo incassato che di tipo esterno.

Cassette ad incasso cartongesso	UNI	AFNOR
1 presa mis. 167x149x57	COD. 03015001U	COD. 03015001A
2 prese mis. 202x165x72	COD. 03015002U	COD. 03015002A
3 prese mis. 250x155x73	COD. 03015003U	COD. 03015003A
4 prese mis. 250x155x73	COD. 03015004U	COD. 03015004A
Cassette ad incasso a muro	UNI	AFNOR
1 presa mis. 118x96x70	COD. 03017001U	COD. 03017001A
2 prese mis. 196x152x70	COD. 03017002U	COD. 03017002A
3 prese mis. 294x152x70	COD. 03017003U	COD. 03017003A
4 prese mis. 392x152x70	COD. 03017004U	COD. 03017004A
Cassette esterne	UNI	AFNOR
1 presa mis. 150x110x70	COD. 03016001U	COD. 03016001A
2 prese mis. 190x140x70	COD. 03016002U	COD. 03016002A
3 prese mis. 240x190x90	COD. 03016003U	COD. 03016003A
4 prese mis. 300x220x120	COD. 03016004U	COD. 03016004A
N.B. Nei costi sopra indicati non sono compresi gli innesti		