



**COD.03020015I**



**COD.03020015S**

### ***Evaporatore Serie 3 - Modello secondo disponibilità***

Lo stile di questo evaporatore è lo standard industriale da molti anni; il suo design è familiare alla maggior parte dei medici.

**Composizione standard:** Caricamento automatico (Keyed fill) e attacco fisso (coni maschio/femmina 23 mm) - Cagemount

- La versione con montaggio rapido «Selectatec» richiede un sistema di montaggio compatibile con la base presente sul sistema d'anestesia – Base Selectatec **Cod. 03022001** (opzionale)
  - Il caricamento automatico (keyed fill) elimina il rischio di riempire l'evaporatore con un agente non corretto.

#### **Peso e dimensioni:**

- Peso: 4 Kg.
- Dimensioni: 185 x 140 x 135 mm

#### **Evaporatori disponibili:**

- Isoflurane o Sevoflurane

## Varianti caricamento e Accessori



Caricamento manuale  
(a versamento)  
*Screw Filling*



Caricamento automatico  
*Keyed Filling*



Attacco fisso coni  
Maschio/femmina  
23mm

*Cagemount*



**COD. 03022001**  
Base Selectatec  
(montaggio su carrello)



**COD. 03022010**  
Corpo Selectatec  
(montaggio su vaporizzatore)



**COD. 03023036I** Adattatore per  
caricamento automatico Isoflurane

**COD.03023036S** Adattatore per  
caricamento automatico Sevoflurane



**COD. 03023038** Raccordo per  
caricamento Sevoflurane

N.B. Da utilizzare con **COD. 03023036S**  
per bottiglie Sevoflurane come da  
immagine

