



COD. 03030001B

Riunito anestesia in acciaio inox modello «Pegasus» con cassetta flussometrica a due gas.

Accessori opzionali:

Cod. 03023001I Evaporatore alogenati
Cod. 11003000 Respiratore «Autovent 2»
Cod. 03021001O2 Riduttore di pressione O₂
Cod. 03-021-001 Riduttore di pressione N₂O
Cod. 12013000 – Monitor mod. PM5000V
Circuito rotatorio (a scelta)

Configurazione standard:

- Scatola flussometrica a due gas O₂ –N₂O
- Blocco N₂O in mancanza di O₂
- Manometri di controllo pressione impianto
- Deviatore manuale/automatico
- By-pass
- Circuito «Va e vieni»
- Ampia cassetteria porta accessori
- Ripiano di lavoro
- Mensola porta monitor
- Supporto bombole

A richiesta versione con scatola flussometria a due gas O₂ -ARIA