



# Drive DeVilbiss 1025 Concentratore 10 Litri

## Uno dei più piccoli e leggeri concentratori ad alto flusso sul mercato

Costruito a partire dalla qualità e affidabilità del concentratore DeVilbiss 525, il modello 1025 offre le stesse consolidate caratteristiche. Allo stesso tempo, è uno dei più piccoli e compatti concentratori ad alto flusso, senza alcuna diminuzione di funzionalità e prestazioni. È progettato per garantire un apporto ottimale di ossigeno per pazienti con un fabbisogno variabile o per quelli che hanno necessità di oltre 5 L di ossigeno al minuto. Inoltre assicura un'ottima affidabilità con una minore manutenzione.

## SPECIFICHE TECNICHE

### Percentuale

Ossigeno 87 % - 96 %

Flusso 2 - 10 LPM

Pressione 20.0 +/- 1.0 psi (138 kPa  
in uscita +/- 7kPa)

Peso 19 kg

### Dimensioni

(H x L x P) 62.2 x 34.2 x 30.4 cm

Allarmi Alta Pressione  
(sonori Flusso Alto/Basso  
e visivi) Basso Ossigeno  
Alta t° del gas  
Assenza di corrente

Rete 230 V  
elettrica 50 Hz, 3.2 A

## Pratico e di facile utilizzo

- Leggero e compatto: pesa solo 19 kg
- Pannello frontale con luci LED e icone di immediata comprensione
- Contatore digitale facile da leggere nella parte superiore del dispositivo
- Maniglie comode per il trasporto

## Prestazioni elevate

- In grado di fornire fino al 96% di purezza da 2 a 10 LPM
- Sensore OSD® per il monitoraggio continuo dei livelli di ossigeno
- Può facilmente incorporare un sistema transfill compatibile, tramite la porta di ossigeno aggiuntiva e il Transfill Caddy

## Caratteristiche per la sicurezza

- Uscita dell'ossigeno con adattatore di protezione antifiamma
- Testato in condizioni di alta temperatura e umidità per lunghi periodi di tempo
- Gli allarmi non necessitano di batteria e indicano assenza di corrente, alta temperatura del gas, alta pressione, diminuzione/aumento del flusso, basso ossigeno e assistenza richiesta.



Interfaccia utente con contatore



Display LED



Drive DeVilbiss International

**drive**  
DeVilbiss  
HEALTHCARE

Samed Elettromedicali S.r.l. - Merlino (Lo) - Tel. 02 90658787