

YD02-5W LED



| Lampada scialitica a LED cod. 05004000 | |
|--|----------------|
| Ottima luce fredda adottando il LED come sorgente luminosa | |
| La qualità della luce diurna senza ombre soddisfa le esigenze di illuminazione | |
| Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente | |
| Intensità | ≥100.000 Lux |
| Colore temperatura | 4800 ± 300K |
| Profondità campo luminoso | ≥500mm |
| Dimensioni campo luminoso | 160-220 mm |
| Numero Led | 40 |
| Tensione alimentazione | 220V/50Hz |
| Durata della lampadina a Led | ≥50.000h |
| Impugnatura | Sterilizzabile |
| Altezza minima di installazione | 2000-2300mm |

ZF700W ALOGENA



| Lampada scialitica alogena cod. 05004002 | |
|---|-----------------------------------|
| Intensità | ≥150.000 Lux |
| Colore temperatura | 4500 ± 300K |
| Indice di riduzione del calore | 93 Ra |
| Profondità campo luminoso | ≥1000mm |
| Dimensioni testa lampada | 700mm |
| Dimensioni campo luminoso | 160~280 mm |
| Potenza lampadine | 24V:150W |
| Tensione alimentazione | 220V/50Hz |
| Durata della lampadina | 1.000h |
| Tensione alimentazione | 110-240V, 50/60Hz |
| Regolazione della luminosità | Automatica della luce a 8 livelli |
| Controllo luminosità | Pannello touch intuitivo |
| Impugnatura | Sterilizzabile |
| Altezza minima di installazione | 2000-2300mm |